PREVALIN™ ALLERGIE efficatité cliniquement prouvée pour réduire les symptômes de rhinite allergique,en bloquant les allergènes qui provoquent la réaction allergique. Le spray nasal PREVALIN™ ALLERGIE agit directement au début de la réaction allergique, sur la muqueuse respiratoire du nez. La technologie brevetée Nasya™ de PREVALIN™ ALLERGIE utilise une combinaison d'huiles et d'émulsifiants, qui donnent des propriétés de transformation uniques du gel au liquide pour une dispersion facile. En se déposant sur la muqueuse nasale, PREVALIN™ ALLERGIE retrouve sa consistance initiale de type gel pour former une barrière de micro-gel imperméable aux allergènes. Comme la plupart des allergènes aéroportés pénètrent par le nez, **PREVALIN™ ALLERGIE** est une solution idéale pour le rhume des foins

Quand utiliser PREVALIN™ ALLERGIE

Utilisez **PREVALIN™ ALLERGIE** dès que vous ressentez les premiers symptômes,

avant que la réaction allergique ne se soit complètement développée. Si une réaction allergique a déjà été déclenchée, **PREVALIN™ ALLERGIE** peut être utilisé en complément d'autres traitements contre le rhume des foins afin de prévenir toute exposition supplémentaire à des allergènes susceptibles de provoquer une autre réaction.

Il est également conseillé d'utiliser **PREVALIN™ ALLERGIE** avant d'entrer en contact avec des allergènes, car il les empêche d'atteindre la muqueuse nasale et limite les symptômes d'allergie.

Prevalin SOULAGEMENT **RAPIDE DES ALLERGIES RHUME DES FOINS ALLERGIE AUX ACARIENS & ALLERGIES**

Comment fonctionne PREVALIN™ ALLERGIE?

PREVALIN™ ALLERGIE agit directement là où les allergènes déclenchent une réaction allergique, sur la muqueuse respiratoire du nez.

တိ

Gel au repos, liquide après agitation.

PREVALIN™ ALLERGIE, une fois secoué, il devient fluide pour une dispersion facile, puis se réinstalle sur la muqueuse nasale sous forme de gel pour bloquer le contact avec les allergènes.

Le micro-gel **PREVALIN™ ALLERGIE** agit sur 3 niveaux:

- Sa formule brevetée désamorce déià le pollen à l'intérieur du nez.
- Il stimule la clairance des allergènes dans le nez.
- Sa fine brume se dépose pour former une barrière de microgel imperméable afin d'empêcher un pollen supplémentaire d'infecter

Contre-indications

Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Ce produit contient de l'huile de graines de sésame. N'utilisez pas ce produit si vous êtes sensible à l'huile de graines de sésame ou à l'un des autres composants de Prevalin Allergie. De très rares cas de réaction allergique à Prevalin Allergie ont été signalés. Ils comprennent des symptômes tels que le nez bouché qui coule, douleur localisée, sécheresse, démangeaisons et gonflement du nez, larmoiement et les éruptions cutanées. En cas de suspicion d'allergie à Prevalin, arrêtez immédiatement l'utilisation et si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Comment utiliser PREVALIN™ ALLERGIE

Appliquer 1 à 2 pulvérisations dans chaque narine, 2 à 3 fois par jour (agit jusqu'à 6 heures). Les enfants de 12 ans et moins devraient utiliser **PREVALIN™ ALLERGIE** pour les enfants et seulement sous la supervision d'un adulte. Toujours bien se moucher le nez avant chaque application.



Avant d'utiliser **PREVALIN™** ALLERGIE, agiter

vigoureusement le flacon en position verticale au moins 4



Retourner le flacon et agiter à nouveau au moins 4 fois







Étape 6

Incliner la tête vers l'arrière brièvement après l'application



Étape 5

ncliner la tête légèrement vers l'avant. Tener le flacon en position verticale, insérer complètement la pointe dans la narine et vaporiser une fois. Vaporiser de nouveau si nécessaire. Faites le pour les deux narines.



Étape 4

Amorcez la pompe avant la première utilisation. Pour amorcer, appuyez sur l'applicateur blanc pendant 5 à 10 secondes, puis relâchez. Répétez jusqu'à obtention d'une pulvérisation complète

Au cours de la première heure d'utilisation, vous pouvez ressentir un nez légèrement bouché. Cette sensation est passagère. Elle disparaîtra rapidement et disparaîtra avec une utilisation ultérieure. Vous pouvez également ressentir une forme d'irritation lors de l'application de **PREVALIN™** ALLERGIE, qui disparaîtra rapidement. Si vous ressentez une gêne sérieuse après l'application de PREVALIN™ ALLERGIE, arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin. Si l'utilisation simultanée d'un autre vaporisateur nasal est requise, PREVALIN™ ALLERGIE doit être appliqué de nouveau par la suite afin de maintenir la protection barrière imperméable. Évitez tout contact avec des plaies ouvertes.

Comment conserver PREVALIN™ ALLERGIE

À conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas conserver au-dessus de 27 ° C (80,6 ° F). Ne pas réfrigérer ni congeler car des températures plus basses peuvent affecter la taille des gouttelettes et la formation de pulvérisation. Peut être utiliser dans les 90 jours après l'ouverture. Ne pas utiliser après la date de péremption. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ingrédients:

Veegum bentonite, gomme xanthane, monostéarate de glycérol, phosphate de potassigue, phosphate dipotassigue, glycérine, huile de sésame, eau, tocophérols mélangés, huile de menthe verte, conservateurs (phénoxyéthanol, caprylyl glycol, sorbate de potassium).

Bon profil de sécurité

PREVALIN™ ALLERGIE est solution sans médicament. Convient aux athlètes, aux femmes enceintes et allaitantes. Les ingrédients de PREVALIN™ ALLERGIE sont inertes et non toxiques. Sa formule brevetée ne contient pas d'alcool. PREVALIN™ ALLERGIE ne provoque pas de somnolence et convient aux adultes et aux enfants de 12 ans et plus. PREVALIN™ ALLERGIE n'est pas connu pour interagir avec d'autres médicaments ou avec d'autres formes de traitement des allergies. L'application de PREVALIN™ ALLERGIE ne doit pas affecter l'efficacité des comprimés antihistaminiques.

Chefaro Ireland DAC, The Sharp Building, Hogan Place, Dublin 2, Ireland

Distributeur: PROMOPHARM S.A Zi du sahel Had Soualem Maroc

Dernière révision Mars 2019 LF23430A 8100002225









0 1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 2	22	23	24	25	26
															milimit									
Brand: A			Application:			Omega Pharma comp. code:			Supplier component code:			Market:			Component size (flat):			Barcode 1 type:			EAN 13			
Prevalin	Allergy Spray				LF23430A				8100002225			Morocco			172 x 300 mm			Barcode 1 nr:			-			
Variant:		Size	Size:			Component type:			Languages on component:			Project nr:			Tech. drawing ref:			Barcode 2 type:			-			
Adults		20ml			Leaflet			Fre	French			-			-			Barcode 2 nr:			-			
Perrigo®			1: C100M72K18			5: C51M37			9: -			Manufacturer:			Folded size:			Pharma code:						
			2: M60Y100		6: C26M19		П	10: -			-			-			-			hilana a				
			3: C71M11			7: -			Substrate:			Printer			Specification ref:			Reel Unwind ref:			hikma.			
			4: C77M55			8: -			-			-			-			-						
	iss date: .01.2017	Pass nr: 1	s nr: Pass date: Pass n 1 12.04.2017 2					Pass date: Pass nr: Pass 14.07.20 4		date:	Pass nr: Pass dat		te: Pass nr: Pass date:		Pass nr: Pass date: 7 -		date:	Hikma Pharmaceuticals			cals			

FOR APPROVAL · Please valid this proof by signature and send it back to us. Thank you. Please verify this proof carefully concerning lay-out, size, texts and bar code. For the PMS colours please refer to the latest PMS colour guide. After your approval on the above we can proceed to the next stage of your project.